

Lifeline Connect

ZA VAS, KI ŽIVITE SAMI



Le dotik in »**rdeči gumb**« telefona **Lifeline** vzpostavi zvezo s svojci, prijatelji ali s centrom za pomoč na domu

Lifeline Connect je poseben telefonski aparat za klic za pomoč. Namenjen je tistim ostarelim, invalidom in bolnim, ki živijo sami in občasno ali le izjemoma potrebujejo pomoč na domu. Priključimo ga na obstoječi telefonski priključek, nanj pa priključimo vaš običajni telefon. S telefonom **Lifeline Connect** sami pokličete na pomoč, v nekaterih primerih pa to samodejno opravi telefon. Klic lahko sprožite z večje razdalje z brezžičnim sprožilom t.i. " rdečim gumbom" Telefon pokliče osebo, ki vam bo pomagala. To je lahko nekdo od svojcev, sosedov, prijateljev ali pa dežurna oseba v centru za pomoč na domu, ki organizira pomoč na domu. Z osebo na drugi strani žice se boste pogovarjali brez slušalke v rokah npr. iz postelje, stola, kavča ali s tal v kopalnici. Telefon namestimo tako, da se ga sliši v vseh prostorih vašega doma.

Na telefon **Lifeline Connect** lahko priključimo še običajen telefon. Ob klicu za pomoč ima prednost klic s telefona **Lifeline Connect**.

Lifeline Connect daje občutek varnosti in povečuje vašo samostojnost. Aparat nudi tudi dodatno osebno varnost, če so nanj priključena dodatna sprožila oz. senzori, ki javljajo nenavadne razmere v bivalnem prostoru in sami sprožijo klic za pomoč.

Telefon **Lifeline Connect** uporabljate zelo enostavno:

- klic sprožite z majhnim daljinskim brezžičnim sprožilom ("rdečim gumbom"), ki ga nosite kot obesek okoli vratu, kot ročno uro, ali pa ga pripnete na obleko. Klic lahko sprožite tudi z velikim rdečim alarmnim gumbom na telefonu.
- telefon lahko kliče na telefonske številke svojcev, prijateljev, znancev ali v center za pomoč na domu
- telefon zaporedno kliče na več vpisanih telefonskih števil, od koder lahko pričakujete pomoč.
- ob vzpostavitvi telefonske zveze se pogovarjate z osebo, ki se je oglasila, čeprav ste več metrov oddaljeni od telefona.
- če vaš klic v sili sprejme dežurna služba centra za pomoč na domu, bo operater v centru vodil dvosmerni pogovor in uravnaval glasnost telefona.
- na telefon lahko priključimo dodatna brezžična in žična sprožila npr.: potezno stikalo v kopalnici, ki s stropa visi v banjo...
- klic v sili lahko samodejno sprožijo dodatki k telefonu kot so npr. detektor padca, pohodna blazina kot senzor (ne)gibanja, javljalnik požara; izliva vode, nizke temperature, protivlomno napravo,...

Lifeline Connect

Tehnične lastnosti

Glavne lastnosti

Ob klicu za pomoč telefon kliče na do 10 vpisanih telefonskih števil. Vrstni red klicanja in število ponovitev klicev določimo programsko.

Telefon programiramo, kam in kako naj kliče, s pomočjo dodatnega priključenega telefona, na daljavo iz centra za pomoč na domu, ali pa z računalnikom prek posebnega vmesnika

Sprejema ukaze z 12 brezžičnih sprožil oz. senzorjev. Nanj lahko priklopimo tudi eno žično sprožilo oz. senzor

Priklop sprožil oz. senzorjev naredimo hitro in enostavno (plug & play).

Telefonske klice sprejmemo na daljavo z brezžičnim sprožilom Amie/Gem ali s pritiskom na gumb na telefonu.

Daljinsko brezžično sprožilo - »rdeči gumb« je del telefona. Več oseb lahko uporablja vsak svoje sprožilo in en skupen telefon.

Na telefon Lifeline Connect lahko priključimo dodaten običajni telefon ali prilagojen telefon za osebe s posebnimi potrebami.

Pogovarjamo se brez slušalke v rokah ali pa s slušalko dodatnega telefona.

Glasnost zvočnika nastavimo sami.

Zvonjenje telefona je mogoče izključiti.

Osvetljeni gumb za klic za pomoč na telefonu je dobro viden v temi.

Podrobnosti

Teža:	650 g
Dimenzije:	195 × 215 × 36 mm
Napajanje:	230 VAC
Rezervno napajanje:	zamenljive baterije, 1200mAh, konstantno polnjenje
Delovanje na baterije:	30 ur v pripravljenosti ali 15 ur z enim nujnim klicem v trajanju 30 min
Priključitev:	3 m dolga telefonska vrstica z vtičem 3 m omrežni kabel s transformatorjem
Namestitve:	vodoravno ali na steno

Brezžično sprožilo – »rdeči gumb« Amie/Gem

Teža :	20g
Dimenzije:	31x58x16 mm.
Domet:	do 50 m v stanovanju in do 125 zunaj
Frekvenca:	869MHz
Baterija:	zagotavlja 20.000 klicev oz. 5 let delovanja. Telefon zazna in javi, ko baterija v sprožilu oslabi

Okolje

Temperatura:	delovanje: od 0°C do 45°C skladiščenje: od -10°C do 50°C
Vlažnost:	delovanje: od 0% do 80% (brez kondenzacije) skladiščenje: od 0% do 93% (brez kondenzacije)

Standardi

EMC:	EN 55022: 1998, EN55024: 1998, EN 50130-4: 1995, EN 300 663:1997
Varnost:	EN 605950: 2000
Radio:	EN 300 220-2 Class 1
Socialni alarm:	EN 50134-2 (sprožila)
CE	skladen
Proizvodnja:	ISO9001:2000

Naročanje

55000/340	Lifeline Connect & Amie
55000/350	Lifeline Connect & GEM

V skladu s strategijo stalnega razvoja v Tunstall Group Ltd. se tehnični podatki in izgled izdelka lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Tunstall Group Ltd.

Whitley Lodge, Whitley Bridge
Yorkshire, DN14 OHR

INFORMACIJE:

MKS Elektronski sistemi d.o.o.

Rožna dolina c.XVII/22b, 1000 Ljubljana
Tel./fax: (01)-256-22-43, 256-22-44
splet: www.mks.si, email: info@mks.si